

incotrading



OFERTAS

VIGENTES

CATTANI

COMPRESORES
ASPIRACIÓN CATTANI
DESINFECCIÓN Y LAVADO
ASPIRACIÓN
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMPRESOR AC 100

CATTANI

Ref.: 1013130

Dispone de promoción!
+ Ver más


3.220,75-€

1.950 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado para 1 equipo. Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min y su nivel sonoro es de 70 dB (A).

COMPRESOR AC 100Q

CATTANI

Ref.: 1013150

Dispone de promoción!
+ Ver más

4.904,39-€

2.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado - Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de aire e insonorizado, para 1 equipo. Dispone de las siguientes características: motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8 A, un depósito de aire de 30 litros, un caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min, y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

COMPRESOR AC 200

CATTANI

Ref.: 1013230

Dispone de promoción!
+ Ver más


4.376,65-€

2.730 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire, para 2/3 equipos. Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

COMPRESOR AC 200Q

CATTANI

Ref.: 1013250

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.473,92—€

3.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado - Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 2/3 equipos.
Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A, depósito de aire con una capacidad de 30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

COMPRESOR AC 300

CATTANI

Ref.: 1013330

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.055,83—€

3.440 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire, para 4/5 equipos.
Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 73.6 dB (A).

COMPRESOR AC 300Q

CATTANI

Ref.: 1013350

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.509,03—€

4.390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado - Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador de aire e insonorizado, para 4/5 equipos.
Dispone de las siguientes características: Motor monofásico de 230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A, depósito de aire con una capacidad de 45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238 l/min y un nivel sonoro de 65.3 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013430

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.254,51—€

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230V 50Hz independientes, potencia total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013435

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.254,51 €

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013530

Dispone de promocion!
+ Ver más

12.548,08 €

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes , potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013535

Dispone de promocion!
+ Ver más

12.548,08 €

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.
Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 900 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013599

Dispone de promocion!
+ Ver más

18.979,67 €

12.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros - Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos.
Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

COMPRESOR AC 310 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013310

Dispone de promocion!
+ Ver más


6.280,67 – €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10.2 A.

COMPRESOR AC 310 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013313

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.280,67 – €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

COMPRESOR AC 410 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013410

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.785,63 – €

6.850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW – 15,4 A.

COMPRESOR AC 410 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013413

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.785,63 – €

6.850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW – 7,2 A.

COMPRESOR AC 610 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013510

Dispone de promocion!
+ Ver más

13.021,68 €

8.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 20.4 A.

COMPRESOR AC 610 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013513

Dispone de promocion!
+ Ver más

13.021,68 €

8.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

COMPRESOR AC 910 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013578

Dispone de promocion!
+ Ver más


22.050,97 €

14.670 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comp



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

CATTANI

Ref.: 1010800

2.569,09 €

1.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro.
Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

TURBO JET 1

CATTANI

Ref.: 1026110

2.198,84 - €

1.410 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 1 CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 4

CATTANI

Ref.: 1029610

3.686,40 - €

2.220 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo - Con separador de amalgama.



Aspiración para equipo con separador de amalgama ISO 4. Se aconseja instalación de válvula de fondo línea en el sillón (ref: 1203770). Motor protegido por pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 2

CATTANI

Ref.: 1026210

3.608,36 - €

2.260 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 e



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío. Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente. Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A. Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

MICRO SMART 230V 50HZ

CATTANI

Ref.: 1035050

Dispone de promocion!
+ Ver más

3.988,09 - €

2.430 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.133,92-€

3.150 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035031

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.044,25-€

3.360 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

MICRO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035030

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.570,39-€

3.750 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035105

Dispone de promocion!
+ Ver más

5.673,58-€

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

TURBO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.670,24 - €

4.250 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

TURBO SMART TS

CATTANI

Ref.: 1035155

6.603 - €

4.150 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TURBO SMART TS CON SEPARADOR AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035165

7.632 - €

4.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035121

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.445,07 - €

4.020 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A,. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

TURBO SMART CUBE
CON SEPARADOR DE
AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035120

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.536,81 - €

4.690 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5
equipos (versión A o B) - Con separador
de amalgam



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos
en su versión A,. Motor mejorado, más
eficiente y potente, para la mejor
aspiración del mercado con el consumo
más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW -
4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700
l/min con password). Presión máxima
en servicio continuo: 210 mbar.

PASSWORD PARA
TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035500


827,97 - €

625 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.



Password para ampliación de Turbo
Smart desde versión A a versión B.
Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart
Cube y aumenta el caudal de aire
aspirado de 1.400 a 1.700 l/min.
La mejor protección contra los
aerosoles es una aspiración potente

TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1035130

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.207,19 - €

4.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) -
Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío
con un motor Uni-Jet 75 2V de dos
ventolas en serie y separador de
amalgama. La presión elevada permite
aspirar por tuberías de diámetro
reducido, con una presión normal (170-
200mbar) sería insuficiente. Potencia
rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo:
1.800 l/min.

TURBO SMART 2V CON
SEPARADOR DE
AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135

Dispone de promocion!
+ Ver más

8.897,76 - €

5.100 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) -
Hasta 4/5 equipos - Con separador de
amal



Alcanza 280mbar de presión de vacío
con un motor Uni-Jet 75 2V de dos
ventolas en serie y separador de
amalgama. La presión elevada permite
aspirar por tuberías de diámetro
reducido, con una presión normal (170-
200mbar) sería insuficiente. Potencia
rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo:
1.800 l/min.

TURBO SMART HP

CATTANI

Ref.: 1035140

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.641,76 €

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TURBO SMART HP CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035145

Dispone de promocion!
+ Ver más

11.984,89 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separad



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TÁNDEM MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1035050PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.574,43 €

4.760 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

9.752,86 €

6.200 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones - Con separador de amalgama.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART A

CATTANI

Ref.: 1035105PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.779,48 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones -
Sin separador de amalgama.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART A CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

12.669,95 €

7.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones -
Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1035130PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

13.684,04 €

8.320 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones -
Sin separador de amalgama.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART 2V CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135PAR

Dispone de promocion!
+ Ver más

16.901,61 €

9.420 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones -
Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

INSONORIZACIÓN MICRO
SMART X INTERIOR

CATTANI
Ref.: 1074301

2.995,22 – €

2.110 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Micro Smart - Interior



INSONORIZACIÓN TURBO
SMART X INTERIOR

CATTANI
Ref.: 1074306

3.897,32 – €

2.750 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Turbo Smart - Interior



ASPI JET 6

CATTANI
Ref.: 1010010

4.104,28 – €

2.650 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas.
Motor de inducción con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min.
Su presión máxima de vacío es de 130 mbar.
Capacidad del vaso 4 litros.

ASPI JET 9

CATTANI
Ref.: 1010040

5.608,56 – €

3.840 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera.
Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A.
Presión máxima de vacío: 130 mbar.

ASPI LASER STERIL

CATTANI

Ref.: ASPILASER

3.618,20 - €

1.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración extraoral con filtro HEPA H14.



Aspi-Laser Steril es una aspiración con filtro HEPA 14 para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol y todos los contaminantes generados durante las practicas dentales.

UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1020322

820,24 - €

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

UNI-JET 75 CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020274

1.443,46 - €

845 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

BLOK JET SILENT 1

CATTANI

Ref.: 1073501

19.793,31 - €

13.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Sin separador de ar



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 1 CON SEPARADOR ISO 6

CATTANI
Ref.: 1073500

~~22.031,64 €~~

14.450 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Con sepa



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart con separador de amalgama ISO6 y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 2

CATTANI
Ref.: 1073521

~~29.115,85 €~~

16.750 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Sin separador d



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B y compresor AC 300.

BLOK JET SILENT 2 CON SEPARADOR ISO 18

CATTANI
Ref.: 1073520

~~25.111,25 €~~

16.990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Con sepa



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

CÁNULA N°9

CATTANI
Ref.: 1040230

~~16,09 €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°9.



Cánulas quirúrgicas n°9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°10

CATTANI

Ref.: 1040240

~~16,09~~ – €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°10.



Cánulas quirúrgicas n°10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°11

CATTANI

Ref.: 1040260

~~16,09~~ – €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°11.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°17

CATTANI

Ref.: 1040250

~~16,09~~ – €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial n°17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA N°20

CATTANI

Ref.: 1040255

~~16,09~~ – €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula n°20.



Cánulas de aspiración de alto volumen n°20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº21

CATTANI

Ref.: 1040257

Bolsa de 3 unidades de cánula nº21.

Cánulas quirúrgicas nº21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.



~~16,09 – €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

CÁNULA Nº22

CATTANI

Ref.: 1040258

Bolsa de 3 unidades de cánula nº22.

Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.



~~16,09 – €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT DESINFECCIÓN
MAGNOLIA

CATTANI

Ref.: KITMAGNOLIA

Kit de desinfección Magnolia para CATTANI.

El **kit desinfección Magnolia de Cattani** está compuesto por 4 productos de limpieza y desinfección de alta eficacia:
?4 x Puli-Jet Plus 2.0.
1 Botella de Eco - Jet Spray.
1 Bote de Eco - Jet Toallitas.
1 Caja Antiespumógenos.
1 Pulse Cleaner.



~~312,90 – €~~

220 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

PULI JET PLUS 2.0

CATTANI

Ref.: 1060922

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.

Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.



~~276,28 – €~~

116 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

ANTIESPUMÓGENO
DESINFECTANTE

CATTANI
 Ref.: 1040826

634,29 €
 365 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.

ECO-JET 1 TOALLITAS

CATTANI
 Ref.: 1040771

91,95 €
 51 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas. Caja de 6 botes con 160 toallitas cada



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.

ECO-JET 1 SPRAY

CATTANI
 Ref.: 1040745

57,26 €
 46 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

PULSE CLEANER

CATTANI
 Ref.: 1040720

119,16 €
 69 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales. Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

PULI-JET CLASSIC (CAJA 4 BIDONES 5L)

CATTANI
Ref.: 1040715

276,28 – €

120 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.



Detergente sanitizante y antiolores para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

AC NET - LIMPIADOR CAMARA AUTOCLAVE

CATTANI
Ref.: 1040807

97,50 – €

70 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Detergente para el acero del interior del autoclave.



MONO-LABOR

CATTANI
Ref.: 1050050

1.996,44 – €

1.440 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspillera deben pedirse a parte.

ASPI-LABOR

CATTANI
Ref.: 1050010

2.507,14 – €

1.750 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor esta protegido con una pastilla térmica. Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

KIT RECAMBIO COLECTOR Y MANGUERAS

CATTANI

Ref.: 1200874

212,72 – €

155 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.



Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de solidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16. Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.

PANEL DE CONTROL TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1181646

455 – €

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR ISO 4 - TURBO-JET 1

CATTANI

Ref.: 1043133

49,26 – €

47 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 6 - MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1043132

57,87 – €

47 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 18 - TURBO-SMART

CATTANI
 Ref.: 1043135

~~57,87 €~~
47 €
 Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V.
 Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

KIT ANUAL TURBO JET 1 CON ISO4

CATTANI
 Ref.: KIT1TJ1

~~115,76 €~~
75 €
 Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama.



Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4. Incluye 1 filtro INOX de entrada de aspiración (ref.: 1240317), 1 contenedor de amalgama ISO 4 (ref.: 1043133) y 1m de tubo d.11 para las conexiones del separador de amalgama a la centrifuga (ref.: 1040880).

KIT ANUAL MICRO SMART

CATTANI
 Ref.: KIT1MS

~~178,61 €~~
115 €
 Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart.



Mantenimiento anual para Micro Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201547), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240809) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

KIT ANUAL MICRO SMART CON ISO 6

CATTANI
 Ref.: KIT1MSISO6

~~243,11 €~~
165 €
 Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart con separador ISO 6



KIT ANUAL TURBO

SMART

CATTANI

Ref.: KIT1TS

192,94 – €

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart.



Mantenimiento anual para Turbo Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201544), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240808) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

**KIT ANUAL TURBO
SMART CON ISO 18**

CATTANI

Ref.: KIT1TSISO18

270,11 – €

175 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart con separador ISO 18



**KIT COMPLETO TURBO
JET SIN ISO 4**

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1

451,48 – €

345 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 sin separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

**KIT COMPLETO TURBO
JET CON ISO 4**

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1ISO4

555,66 – €

395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 con separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

Ref.: KIT10HTJ2

486,20 €

385 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Ref.: KIT10HMS

~~364,65 €~~

290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Ref.: KIT10HMSCUBE

~~405,17 €~~

305 €

Válido hasta: 30-04-2025

Ver en web >

Ref.: KIT1

~~416,75 €~~

320 €

Válido hasta: 30-04-2025

Ver en web >

Mantenimiento completo para Turbo Jet 2.

Mantenimiento completo para Micro Smart.

Mantenimiento completo para Micro Smart Cube.

Mantenimiento completo para Turbo Smart, Cube y 2V.

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 2.
Incluye:

- Filtro de extracción espárrago (ref. 1240292)
- Kit reparación ventosa (postgrado) para Turbo Jet 2 (ref. 1041152)
- Rodamientos (ref. 1168305 y ref. 1168328)
- Arandela endurecida (ref. 1167667)
- 2 Intercambios de Vites (ref. 1167624)
- Arandela metálica (ref. 1250654)
- 2 Escutinos/bornas de Mylex (ref. 1218792)
- Disco posterior Lvs Jet 75 (ref. 1169203)
- 1 Sima 1/8" para Lvs Jet 75 (ref. 1250055)
- 2 Juntas de corcho (2 x ref. 1213690 y 1 x ref. 1219602)
- Silenciador de Goma espuma con rejilla (ref. 1169248)
- Condensadores de 25MCF (ref. 1169201)
- Condensadores de 25MCF (ref. 1169202)

Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Micro Smart. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

**PANEL DE CONTROL
MICRO SMART POST-
2015**

CATTANI

Ref.: 1181642

453,40-€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**PANEL DE CONTROL
MICRO SMART CUBE**

CATTANI


Ref.: 1181637

453,12-€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**PANEL DE CONTROL
TURBO SMART**

CATTANI


Ref.: 1181643

453,12-€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**KIT ANUAL AC 100 +
HEPA H14**

CATTANI

Ref.: KIT1AC100H14

256,35-€

130 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con
filtro HEPA H14.



El **kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani** está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300. Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.

**KIT ANUAL AC 200 +
HEPA H14**

CATTANI

Ref.: KIT1AC200H14

~~315,50 €~~

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

**KIT ANUAL AC 300 +
HEPA H14**

CATTANI

Ref.: KIT1AC300H14

~~374,65 €~~

185 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

**KIT 3 AÑOS AC 100 +
HEPA H14**

CATTANI

Ref.: KIT3AC100H14

~~315,50 €~~

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 1 filtro standard para el pistón (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146).

**KIT 3 AÑOS AC 200 +
HEPA H14**

CATTANI

Ref.: KIT3AC200H14

~~394,37 €~~

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147).

**KIT 3 AÑOS AC 300 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT3AC300H14

~~475,87~~ €

235 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300 con
filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para
compresores AC 300 con filtro HEPA
H14. Incluye 3 filtros standard para los
pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA
H14 para la columna de secado (ref.:
1168523) y 1 condensador de 55MF
(ref.: 1189137).

**KIT 5 AÑOS AC 100 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC100H14

~~433,81~~ €

295 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100
con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para
compresores AC 300 con filtro HEPA
H14. Con filtros estándar,
condensador y filtro HEPA H14.

**KIT 5 AÑOS AC 200 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC200H14

~~512,67~~ €

325 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200
con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para
compresores AC 200 con filtro HEPA
H14. Con filtros estándar,
condensador y filtro HEPA H14.

**KIT 5 AÑOS AC 300 +
HEPA H14**

CATTANI
Ref.: KIT5AC300H14

~~604,70~~ €

360 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300
con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para
compresores AC 300. Con filtros
estándard, condensador y filtro HEPA
H14.

MOCOM

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
CLÍNICA
RADIOLOGÍA
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

AUTOCLAVE B CLASSIC 17 LTS

MOCOM
Ref.: M7A520000

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.855-€
3.675 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B CLASSIC 22 LTS.

MOCOM
Ref.: M7A560000

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.360-€
3.790 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B CLASSIC 28 LTS

MOCOM
Ref.: M7A530000

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.900-€
4.290 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
28 LTS.

MOCOM
Ref.: M7A570000

~~9.990 €~~
5.590 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.
Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.
Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
22 LTS.

MOCOM
Ref.: M7A550000

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~7.990 €~~
4.090 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.
Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.
Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA
17 LTS

MOCOM
Ref.: M7A540000

~~6.721,54 €~~
4.390 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros.
Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060.
Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE SUPREME
28 LTS

MOCOM
Ref.: 7A242000

~~12.475 €~~
7.025 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

**AUTOCLAVE SUPREME
22LTS**
MOCOM

Ref.: 7A241000

~~10.800 €~~

6.080 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

**AUTOCLAVE SUPREME
17LTS**
MOCOM

Ref.: 7A240000

~~9.915 €~~

5.880 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



**SELLADORA MILLSEAL
PLUS**
MOCOM

Ref.: WCMY00A0000


~~737,91 €~~

475 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Selladora Millseal Plus de la marca Mocom.



Termoselladora manual con diseño innovador para bolsas y rollos. Motor de deslizamiento en ambos sentidos. Permite definir exactamente la longitud de la bolsa sin malgastar papel. Cuenta con una base de apoyo milimetrada, su banda de sellado es de 12 mm. y su ancho máximo de sellado es de 300 mm.

**IMPRESORA STANDARD
FUTURA/CLASSIC/SUPRE
ME**
MOCOM

Ref.: M7D200012

~~754,86 €~~

350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Impresora para informes de autoclavado apta para los modelos B Classic, B Futura



Impresora que permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel térmico o etiquetas.

PURE 100
DESMINERALIZADOR
FUTURA/CLASSIC

MOCOM
Ref.: M7C200010

~~1.118,31 €~~
490 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Desmineralizador con capacidad de 120 l, 300 ciclos.



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

SELLADORA MILLSEAL
ROLLING CON
IMPRESORA

MOCOM
Ref.: M7B240001

~~3.885,27 €~~
1.990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Termoselladora de rodillo Millseal Rolling con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

KIT TRAZABILIDAD
SUPREME

MOCOM
Ref.: KITMYTRACE

~~1.611,44 €~~
650 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

SOFTWARE MY TRACE
CEFLA

MOCOM
Ref.: 7D200022

~~750 €~~
990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

**SELLADORA MILLSEAL
EVO AUTOMATICA**
MOCOM

Ref.: M7B210001

~~2.446,32 €~~

1.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.



Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

**TETHYS H10 PLUS
TERMODESINFECTADOR
A**
MOCOM

Ref.: M7E200300

~~7.040 €~~

4.610 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom.



Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

**TETHYS D60
TERMODESINFECTADOR
A CON SECADO
FORZADO**
MOCOM

Ref.: 7EK00001

~~16.910 €~~

13.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

**TETHYS T45
TERMODESINFECTADOR
A CON SECADO
ESTATICO**
MOCOM

Ref.: 7EK00003

~~10.900 €~~

9.775 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



HMD ACCESORIO
LAVADO PIEZAS DE
MANO

MOCOM

Ref.: M7E200301

1.070,69 – €

990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Accesorio para el lavado de piezas de mano.



Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

THALYA

MOCOM

Ref.: 7G100000

2.584,79 – €

1.995 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios.



IRAY INTRAORAL DC

MOCOM

Ref.: 706T0003

3.945,31 – €

2.550 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO
ANUAL CLASSIC 17/22
LITROS

MOCOM

Ref.: 95509167

116,93 – €

110 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL CLASSIC FUTURA
28LTS**

MOCOM
Ref.: 95509168

138,71-€

130 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO 3
AÑOS TETHYS H10**

MOCOM
Ref.: 95509186

153-€

120 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



**KIT MANTENIMIENTO
ANUAL TETHYS**


MOCOM
Ref.: 95509201

263,68-€

230 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



**KIT MANTENIMIENTO
BOMBA HX10P3 CLASSIC
2019**

MOCOM
Ref.: 95509215

392,06-€

350 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
COMPLETO EVO 10**

MOCOM

Ref.: 97740188

~~603 €~~

560 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**KIT MANTENIMIENTO
COMPLETO BOMBA H5P3**

MOCOM

Ref.: 95509213

~~328,60 €~~

310 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



MECTRON

PROFILAXIS
FOTOPOLIMERIZACIÓN
CIRUGÍA PIEZOELECTRICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

**COMBI TOUCH PERIO
PROFILAXIS**

MECTRON

Ref.: 05020015008

Dispone de promocion!
+ Ver más

~~7.850 €~~

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aeropulidor y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBI TOUCH PERIO + CARRO UNIVERSAL E MECTRON

Ref.: 05020015008K

Dispone de promocion!
+ Ver más

8.790-€
6.690 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funci en ur aire



Combi Touch Perio + Carro universal EAA.
Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBO COMBI TOUCH + KIT PERIO MECTRON

Ref.: CKITPERIO

7.322,70-€
6.380 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



MICROPIEZO S PROFILAXIS MECTRON

Ref.: 05080013

Dispone de promocion!
+ Ver más

1.863,89-€
1.290 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.



Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

MULTIPIEZO MECTRON

Ref.: 05060023

Dispone de promocion!
+ Ver más

3.920-€
2.190 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos. Extracciones menos invasivas.



Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

STARJET BASIC KAVO

AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075005

~~1.517,82 – €~~

980 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360º y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

STARJET PERIO KAVO

AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075007

~~1.755,85 – €~~

1.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360º y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

INSERT ME1

MECTRON

Ref.: 03130001

~~131,60 – €~~

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.

INSERT ME2

MECTRON

Ref.: 03130002

~~131,60 – €~~

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones

INSERT ME3

MECTRON

Ref.: 03130003

131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones.

INSERT TIP S1

MECTRON

Ref.: 03280001

77,56 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

INSERT TIP S2

MECTRON

Ref.: 03280002

77,56 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdientales y las superficies posteriores

INSERT TIP P3

MECTRON

Ref.: 03290003

123 €

90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingiv



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

INSERT TIP S1-SLIM

MECTRON

Ref.: 02960009

~~90,69 €~~

80 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.



Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

INSERT P15

MECTRON

Ref.: 03080006

~~149,14 €~~

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones supragingivales y subgingivales, y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores.

INSERT TIP P16L

MECTRON

Ref.: 03080008

~~149,14 €~~

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

INSERT TIP P16R

MECTRON

Ref.: 03080007

~~149,14 €~~

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

KIT PERIO
MECTRON
Ref.: KITPERIO

~~560-€~~
390 €
Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



Mp text

SET SCALER DE LIMPIEZA DE IMPLANTES
MECTRON
Ref.: 02160033

~~195,63-€~~
170 €
Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan en la limpieza de implantes. Estos insertos permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso la región posterior. Ambos accesorios son esterilizable y reutilizables, la punta IC1 es ajustable en la base ICS.

CARRO E UNIVERSAL CON CONEXIONES ELECTRICAS
MECTRON
Ref.: 03540011

Dispone de promocion!
+ Ver más
~~940-€~~
790 €
Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.

PIEZA DE MANO DETARTRADOR C/ LUZ LED
MECTRON
Ref.: 03120142

~~835,86-€~~
590 €
Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



Pieza de mano detartrador con luz led.

**PIEZA DE MANO
DETARTRADOR GRIS**
MECTRON

Ref.: 03120016

~~750 €~~

450 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Pieza de mano de ultrasonidos gris.

**PIEZA DE MANO SLIM
COMBI/MULTIPIEZO/MICR
OPIEZO**
MECTRON

Ref.: 03120238

~~871,69 €~~

665 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano ligera.

Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera ¡tan solo 55 kg!, con luz LED circular incorporada.



**POLVO PULIDOR
GLYCINE-PROPHYLAXIS
SENSITIVE PACK 2
BOTES 160 GR**
MECTRON

Ref.: 03140021

~~99,19 €~~

65 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival



Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.
Presentación: 2 botes de 160 g.

**PROPHYLAXIS POWDER
SOFT M SABOR MENTA X
4 UNIDADES**
MECTRON

Ref.: 03140026

~~142 €~~

99 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la super



PROPHYLAXIS POWDER
SOFT L SABOR LIMON X
4 UNIDADES

MECTRON
Ref.: 03140030

142 €
99 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe



STARLIGHT UNO
AMARILLO

MECTRON
Ref.: 05100095

650 €
495 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO AZUL

MECTRON
Ref.: 05100096

650 €
495 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO
BLANCA

MECTRON
Ref.: 05100092

650 €
495 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.
Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO
BLANCO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100083

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm2.

STARLIGHT UNO GRIS

MECTRON

Ref.: 05100093

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO LILA

MECTRON

Ref.: 05100097

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO VERDE
TURQUESA

MECTRON

Ref.: 05100094

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO
AMARILLO BRILLANTE

MECTRON
Ref.: 05100085

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO PLATA
BRILLANTE

MECTRON
Ref.: 05100087

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO NEGRO
MATE

MECTRON
Ref.: 05100086

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



PIEZOSURGERY TOUCH
BASIC 1 CIRUGIA
PIEZOELECTRICA

MECTRON
Ref.: 05120054

Dispone de promocion!
+ Ver más

9.430,07-€

4.500 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Equipo de cirugía piezo eléctrica con pantalla táctil. Pieza de mano con led



Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia de corte perfecta en cada situación - para cirugías eficaces, seguras y exitosas.

PIEZOSURGERY WHITE KIT

MECTRON

Ref.: 05120063PM

Dispone de promocion!
+ Ver más

6.198,78 -€

4.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.



Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

INSERT EX1

MECTRON

Ref.: 03400001

142 -€

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



INSERT OT7

MECTRON

Ref.: 03370007

197 -€

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

INSERT OT7 S3

MECTRON

Ref.: 03370015


215 -€

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto para osteotomía.



Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.

INSERT OT7 S4

MECTRON

Ref.: 03370014


~~215 €~~

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.

INSERT OT8L

MECTRON

Ref.: 03370013

~~197 €~~

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.



Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.

INSERT OT8R

MECTRON

Ref.: 03370012

~~197 €~~

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula. – Injerto de bloque de hueso.

INSERT OT12

MECTRON

Ref.: 03370020

~~228 €~~

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para osteotomía.



INSERT OT12S

MECTRON

Ref.: 03370021


~~228 €~~

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricos estándar quirúrgico



Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

INSERT EXL-1

MECTRON

Ref.: 03400008

~~197 €~~

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

El elevador EXL1 es muy versátil y permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radicular al mismo tiempo.



INSERT EXL-2

MECTRON

Ref.: 03400009

~~197 €~~

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT DE 5 INSERTOS IC1 LIMPIEZA IMPLANTES PIEZO Y SCALER

MECTRON

Ref.: 02900112

~~130 €~~

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT ELEVACION SENO VIA CRESTAL

MECTRON

Ref.: 01520026

885 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT DE EXPLANTACION

MECTRON

Ref.: 01520021

812 €

690 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainseros de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:

- EXP3-L
- EXP3-R
- EXP4-L
- EXP4-R

KIT EXTRACCION TERCER MOLAR

MECTRON

Ref.: 01520025

795 €

725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Kit de extracción del tercer molar



KIT OSTEOTOMIA

MECTRON

Ref.: 01520010

886 €

725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Conjunto de insertos para osteotomía.



Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.

SET LIMPIEZA DE IMPLANTES X PIEZOSURGERY

MECTRON

Ref.: 01520020

191 €

170 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

MEDENCY

LASER

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

PRIMO LASER DENTAL 980NM-10W

MEDENCY

Ref.: LAMED0022

Dispone de promocion!
+ Ver más

7.269,60 €

6.290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda de 980nm y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.

TRIPLO LÁSER DENTAL MULTI-WAVES

MEDENCY

Ref.: LAMED0093

Dispone de promocion!
+ Ver más

10.389,60 €

9.450 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Láser dental a diodo con tres longitudes de onda.



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

DIRECTO PIEZA DE
MANO
BIOESTIMULACION

MEDENCY
Ref.: MEDHAT02

1.270-€
990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Directo pieza de mano bioestimulación
Primo



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm. Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

GAFAS DE PROTECCION
LASER PRIMO

MEDENCY
Ref.: MEDEYE01

390-€
295 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



GAFAS DE PROTECCION
LASER TRIPLO

MEDENCY
Ref.: MEDEYE03

420-€
350 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



MALETA DE METAL CON
LOGO MEDENCY Y
PARTES INTERIORES
PERFILADAS

MEDENCY
Ref.: MEDCAS01

210-€
190 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Maletín de transporte de la marca
Medency para láser.



**PIEZA DE MANO
BLANQUEAMIENTO
HEMIARCADA**

MEDENCY

Ref.: MEDWIT01S

440-€

395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para blanqueamiento hemiarcada.



**PIEZA DE MANO PARA
BIOESTIMULACIÓN
FIBRA DE 8MM**

MEDENCY

Ref.: MEDBIO01

455-€

370 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para bioestimulación. Con una fibra de 8mm de diámetro.

**PIEZA DE MANO TIPO
CAMPANA PARA ATM**

MEDENCY

Ref.: MEDBEL01

545-€

490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM. Accesorio para Primo láser de diodo.

**PUNTAS ENDODONCIA Ø
200/15MM- VERDE**

MEDENCY

Ref.: MEDTIP02

68-€

55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - verde.



Punta de fibra óptica con diámetro de 200/15 mm, para endodoncia. Caja de 5 uds.

PUNTAS CIRUGIA
Ø300/5MM- AMARILLA

MEDENCY
Ref.: MEDTIP03

65-€
55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/15 mm, para cirugía. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA,
PUNTA Ø 400/10MM- ROSA

MEDENCY
Ref.: MEDTIP04

65-€
55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para periodoncia. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA
NUEVA RADIAL IMPLANT
TIP Ø 400

MEDENCY
Ref.: MEDTIP08

93,60-€
84 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)




Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400 mm. Caja de 4 uds.

KIT DE
BLANQUEAMIENTO
MEDENCY

MEDENCY
Ref.: MEDWIT02

118-€
109 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



OPERA

IMPRESORAS 3D
CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

IMPRESORA 3D
OSPRINT4
OPERA
Ref.: ACCUFABL4D

~~4.290 €~~
3.900 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Impresora 3D



HORNO OS ZR SPEED
OPERA
Ref.: OSZRSPEED

~~12.225 €~~
10.580 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

HORNO DE SINTERIZACIÓN ZR PROD
OPERA
Ref.: OSZRPROD

~~6.921 €~~
5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

HORNO DE CERAMICA MASTER HT

OPERA

Ref.: OSMASTERHT

~~6.645 €~~

5.950 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.



Es una eficiente unidad de cocción de porcelana y vidrio para restauraciones de alta calidad. Gracias a su tamaño se acopla con facilidad a cualquier rincón del laboratorio dental. De sencillo manejo, su pantalla digital intuitiva en color facilita un control total del proceso de cocción.

ESTACION DE LIMPIEZA OPERA SYSTEM

OPERA

Ref.: OSCLEAN

~~1.715 €~~

1.275 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuba de limpieza de ultrasonidos para postratamiento de productos impresos.



Diseñada para la **limpieza** de las **piezas de impresión** hechas con **impresoras 3D**.

ESCANER ALLBLACK 3D

OPERA

Ref.: OSALLBLACK

~~15.688,40 €~~

13.575 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Escáner de sobremesa All Black Opera System.



FRESADORA ARKO 4

OPERA

Ref.: OS2009

~~39.161 €~~

36.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresado húmedo, rápido y preciso: Restauraciones en menos de 10 minutos.



Gracias a sus excelentes propiedades, posee la capacidad de realizar acabados de alta precisión en restauraciones de vitrocerámicas, PMMA, óxido de circonio y composites, entre otros materiales. También puede acabar con pilares de titanio prefabricados con la máxima precisión requerida hoy en día.

FRESADORA TARGA

OPERA

Ref.: OS2008

68.177 €

62.500 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.



Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.

FRESADORA PREMIUM+

OPERA

Ref.: OS2006

28.194,40 €

25.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de liquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.

FRESADORA PRO-EXPERT 5

OPERA

Ref.: OS2004

46.220 €

41.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

FRESADORA ELEMENT 5X

OPERA

Ref.: OS2003

26.750 €

26.490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



**HORNO DE CURADO LED
OPERA SYSTEM**

OPERA
Ref.: OSFABCURE2

~~1.610 €~~
1.350 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



ESCANER OS GOLDY

OPERA
Ref.: OSGOLDY

~~13.575 €~~
10.650 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



FRESADORA EASY 5+

OPERA
Ref.: OS2010

~~31.990 €~~
31.990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



FRESADORA SMART 4X

OPERA
Ref.: OS2013

~~22.375 €~~
21.990 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

ROOT ZX MINI
LOCALIZADOR DE APICE
BLANCO

MORITA

Ref.: 6951150

Dispone de promocion!
+ Ver más


1.220-€

895 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Localizador de ápices portátil con tecnología de vanguardia y exclusiva alerta de pérdida de la punta. Es en condiciones de uso.



Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

DENTAPORT ZX
(LOCALIZADOR DE
APICE)

MORITA

Ref.: 886900

Dispone de promocion!
+ Ver más

1.609,20-€

1.395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de cocientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

TRIAUTO ZX2+

MORITA

Ref.: 6962

Dispone de promocion!
+ Ver más

4.262,90-€

2.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

NUEVO motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

DENTAPORT OTR MODULO (SOLO MOTOR DE ENDODONCIA)

MORITA
Ref.: 6907

3.550,60 – €
2.395 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia para equipar el Dentaport Root ZX y convertirlo en un sistema de endodoncia.



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microrroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

TRIAUTO MINI PLUS

MORITA
Ref.: 06970

Dispone de promoción!
+ Ver más

2.181,50 – €
1.650 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

TURBINA TWINPOWER PAR-4HUEX-O ULTRA E 20W C/LUZ CABEZA PEQUEÑA

MORITA
Ref.: 2541

1.233,40 – €
850 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TURBINA TWINPOWER PAR-4HX-O MAXI 25W C/LUZ CABEZA GRANDE

MORITA
Ref.: 2530

1.233,40 – €
850 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



**TURBINA TWINPOWER
PEQUEÑA PAR 4HUEX-O-
KV C/ LUZ**

MORITA
Ref.: 2541100

~~1.233,40 €~~
850 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)



**CONTRA ÁNGULO
TORQTECH CA-DC-O 1:1**

MORITA
Ref.: 2440

~~1.437 €~~
1.290 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

ORANGE DENTAL

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

**FRESADORA HUMEDO
EASYMILL 4**

ORANGE DENTAL
Ref.: EM0491400

~~29.900 €~~
27.900 €

Válido hasta: 30-04-2025
[Ver en web >](#)

Fresadora de 4 ejes para trabajar en húmedo.



FRESADRA SECO

EASYMILL 5
ORANGE DENTAL

Ref.: EM0491500

32.900 €

29.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en seco.



SCHILLER

DESFIBRILACIÓN

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

DESFIBRILADOR FRED
PA-1 SEMI AUTOMATICO
SCHILLER

Ref.: 11279902

2.206,26 €

1.725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios. Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

SILFRADENT

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
ESTERILIZACIÓN PLASMA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INCUBADORA 8 TEST

INC8

SILFRADENT

Ref.: INC8

Dispone de promocion!
+ Ver más

250-€

225 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

ROUND UP INTEGRADOR DE MEZCLADO

SILFRADENT

Ref.: RU200

3.621-€

2.490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Integrador de Mezclado.



Este integrador de mezclado no modifica la geometría del material (ya sea líquido, semi-líquido o sólido). Consigue una mezcla sin burbujas ni contaminación. En un máximo de 16 seg. realiza un vacío automático y su ciclo de descontaminación es de 5 minutos.

CENTRIFUGA MEDIFUGE MF200 + CGF KIT

SILFRADENT

Ref.: MF200+CGFKIT

5.701,80-€

4.430 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Separador de fases de sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

ACTIVADOR DE PLASMA APAG

SILFRADENT

Ref.: APAG

1.147,50-€

790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Activador de plasma.



Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación. Con una desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA). En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

AMERICAN M&D S.L

DESINFECCIÓN Y LAVADO

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

IC 100 500 ML (AZUL)

AMERICAN M&D S.L

Ref.: 233426

~~67 €~~

60 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Solución para la limpieza previa del instrumental médico



Solución para la limpieza previa del instrumental médico, sin fijación de proteínas. Disuelve los residuos de sangre y otros fluidos corporales de los dispositivos médicos (superficies internas y externas).

JAUNEY S.A-TERRAGENE

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

KIT MINIBIO+12 BOLSAS CON 10 BT222

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: KMB222

~~1.730,40 €~~

1.390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Incubadora / Lectura de fluorescencia.



Kit MiniBio de 120 indicadores BT222. Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos, con un sistema de impresión de resultados y almacena las últimas 3 lecturas. Fácil de usar y no requiere mantenimiento. Además cuenta con calibración de temperatura.

INDICADOR
ULTRARAPIDO 20 MIN
POR FLUORESCENCIA

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: BT224

468,65 – €

390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos Ultra Rápidos, con un tiempo de respuesta de 20 minutos - Caja



Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. Tiempo: 20 min.

INDICADOR BIOLOGICO
ESTERILIZ.CAJA DE 30
VIALES

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: 107BT2030

95,79 – €

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

INDICADOR BIOLOGICO
ESTERILIZACION CAJA
DE 100 UDS

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: 107BT20

298,70 – €

210 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 100 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

incotrading

Tecnología para la salud


Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso / Gastos de envío no incluidos. En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2025 - Incotrading S.A.