


NSK
Create it



get it!

Ofertas Especiais de NSK

DESDE 1 DE MARÇO ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2025



Cirurgia



Higiene Oral



Instrumental Rotatório



Autoclave

e muito mais...



Create it

Prezado Cliente,

É com grande prazer que apresentamos as últimas ofertas da NSK Dental Spain para a temporada de primavera. Dentro da nossa ampla gama de produtos em promoção, incluindo turbinas, contra-ângulos, dispositivos cirúrgicos e de higiene oral, queremos dar um destaque especial às nossas ofertas exclusivas do Plano Renove.

Assim como a primavera traz renovação e novos começos na natureza, a sua chegada é o momento perfeito para atualizar seu equipamento, adotar as últimas inovações e contribuir positivamente para o meio ambiente.

No entanto, enquanto damos as boas-vindas ao novo, também valorizamos a importância de cuidar e manter o que já nos serve bem. Por isso, na NSK Dental Spain, o nosso compromisso vai além das promoções e novos produtos. Sabemos o quanto é essencial contar com um serviço pós-venda rápido, eficiente e centrado no cliente, e é por isso que continuamos a aprimorar constantemente o nosso processo de gestão de reparações..

No final do ano passado, introduzimos uma página exclusiva no nosso site, onde poderá encontrar todas as informações necessárias para escolher com confiança o nosso serviço pós-venda oficial. No catálogo, no final, encontrará um resumo detalhado dessa iniciativa, juntamente com um código QR que o direciona à página da web.

Convidamo-lo a explorar o catálogo e desejamos uma temporada de primavera cheia de renovação e boas oportunidades. A nossa equipa comercial está à disposição para fornecer mais informações sobre as ofertas e produtos da NSK.

NSK Dental Spain está ao seu lado.


Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain




Potência sem precedentes


Novas Turbinas Pneumáticas Ti-Max Z Potência 44W

Mais potência significa melhor performance e poupança de tempo, garantindo uma maior satisfação tanto para o dentista como para o paciente. Este é o equilíbrio que a NSK apresenta na sua nova série de turbinas pneumáticas Ti-Max Z: uma potência sem precedentes, para uma experiência que combina segurança, conforto e facilidade de uso.



1 Melhor performance, menos tempo

Devido aos seus 44W de potência, a turbina Z990L funciona efectivamente com materiais tão duros como a zircónia. Os procedimentos serão mais curtos, reduzindo o stress e o cansaço para o paciente e para o profissional.



2 Máxima segurança

A função de paragem rápida, "Quick Stop", permite que o rotor pare de forma imediata. Isto previne a sucção de fluídos para dentro da cabeça, beneficiando a higiene e a manutenção contra a contaminação cruzada.



3 Máximo conforto

A cabeça num ângulo de 100° permite um acesso mais fácil à zona molar, enquanto que o revestimento DURAGRIP proporciona um excelente manuseamento e uma maior resistência a riscos a esta leve peça de titânio.

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITÂNIO COM LUZ

- Cabeça com ângulo de 100° • Corpo de Titânio com DURAGRIP • Rolamentos de cerâmica
- Óptica de Vidro Celular • Sistema de Push Button • Spray Quattro • Sistema de Cabeça Limpa • Quick Stop • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWERR CHUCK • Fácil substituição do cartucho

2 anos de garantia



POTÊNCIA 44W

- Velocidade: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexão NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexão KaVo® MULTiflex®
Z990KL
REF. PA2375

819€*
1.793€*



- Potência: 41W
- Velocidade: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexão NSK
Z890L
REF. PA2372

Conexão KaVo® MULTiflex®
Z890KL
REF. PA2374

819€*
1.793€*

PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

- Potência: 20W • Velocidade: 380.000 - 450.000 min⁻¹ • Tamanho da Cabeça: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular • Rolamentos de cerâmica • Clean Head System • Para brocas standard e mini • Sistema Push Button
- Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil substituição do cartucho

2 anos de garantia



Conexão NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Conexão KaVo® MULTiflex®
Zmicro KL
REF. PA2358

729€*
1.653€*

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

POTÊNCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Potência: 26W
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidade: 325.000~430.000 min⁻¹
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
M900L
REF. P1254

Conexão KaVo® MULTIflex®
M900KL
REF. P1258

2 anos de garantia

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

869€* ~~1.964€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

M900KL + M900KL

869€* ~~2.200€*~~



Tarifa Fixa NSK



**Ser original não tem preço.
Mantenha-se original, por apenas 199€**



TARIFA FIXA NSK

A sua turbina da **Série S-Max M** como nova, devido à campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 199€ (mão de obra incluída).



Aproveite agora!

Turbinas

S-Max pico


TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL · COM LUZ

A CABEÇA MAIS PEQUENA DO MUNDO

- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min⁻¹
- Spray Simples
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa



Escala 1:1



Cabeça: ø 8,6 mm
Altura da Cabeça: 9,0 mm

Conexão NSK
S-Max pico
REF. P1140

Conexão KaVo® MULTIflex®
S-Max pico KL
REF. P1142

729€*
~~1.240€*~~

Pana-Max2

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM LUZ

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamanho da Cabeça: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

339€*
~~676€*~~

Conexão KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212

339€*
~~726€*~~

Pack Pana-Max2 M4

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamanho da Cabeça: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor



Conexão directa
Pana-Max2 M4
REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

509€* ~~1.080€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO



ACOPLAMENTOS

- Válvula Anti-Retorno



Acoplamento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600

219€*
~~455€*~~



Acoplamento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600

349€*
~~649€*~~

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro



Com Luz 1:5
Z95L
 REF. C1034
999€*
 1.885€*

3 anos de garantia

O MOMENTO DA MUDANÇA



Observa como os contra-ângulos NSK reduzem significativamente a geração de aerossóis.

Menos Aerossóis, Menor Risco



Jato de Água



Névoa

O ar de spray contribui significativamente para a névoa de spray em instrumentos odontológicos. Os contra-ângulos produzem muito menos em comparação com as turbinas, e ao desligar o ar de spray, estes instrumentos geram ainda menos aerossóis. Isto significa que os riscos associados são reduzidos consideravelmente. NSK inventou o selector de spray para peças de mão. Nenhum outro fabricante de peças de mão oferece este recurso conveniente e eficaz.

Simple selector On/Off



Altere entre jato de água (somente água) e spray de água (névoa de água e ar) num instante.

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Corpo de Titânio com DURAGRIP resistente a riscos
- Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button
- Microfiltro

3 anos de garantia



Com Luz 1:1

Z25L
 REF. C1038

- Spray Switch / Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

859€*
 1.206€*



Com Luz 1:4,2

Z45L
 REF. C1064

- Spray Switch / Spray Quattro
- Para brocas FG (ø1,6)*
- Velocidade Máx: 168.000 min⁻¹

999€*
 1.684€*

Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos
- Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button
- Microfiltro

2 anos de garantia



Com Luz 1:5

X95L
 REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade máxima 200.000 min⁻¹

889€*
 1.608€*



Sem Luz 1:5

X95
 REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade máxima 200.000 min⁻¹

689€*
 1.229€*



Com Luz 1:1

X25L
 REF. C601

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

689€*
 1.186€*



Sem Luz 1:1

X25
 REF. C611

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

449€*
 846€*

Contra Ângulos

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica

2 anos de garantia



Com Luz 1:1
M25L
REF. C1024

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)



Sem Luz 1:1
M25
REF. C1027

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

679€* ~~1.440€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M25L + M25L

879€* ~~1.912€*~~



Com Luz 1:5
M95L
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)



Sem Luz 1:5
M95
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

879€* ~~1.918€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M95L + M95L

1.079€* ~~2.540€*~~

PEÇA DE MÃO 2 anos de garantia



Sem Luz 1:1
M65
REF. H1008

419€*
~~694€*~~

Kits

Kit Premium



Turbina de Titânio Com Luz
Z990L REF. PA2373

+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600

+ Contra Ângulo de Titânio Com Luz (1:1)
X25L REF. C601001

1.369€*
~~3.434€*~~

Kit Superior



Turbina de Aço Inoxidável Com Luz
M900L REF. P1254

+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600

+ Contra Ângulo de Aço inoxidável Sem Luz (1:1)
X25 REF. C611001

949€*
~~2.283€*~~

Micromotores

M40 XS

MICROMOTOR ELÉTRICO COM LUZ



Com Luz
M40 XS
REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

699€*
~~1.315€*~~

M40N XS

MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



Sem Luz
M40N XS
REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

519€*
~~891€*~~

S-Max M205

MICROMOTOR PNEUMÁTICO SEM LUZ



Sem Luz
S-Max M205
REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min⁻¹
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

449€*
~~631€*~~

Manutenção

iCare

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões Intra
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa

Sistema Automático de Limpeza
iCare C2 REF. Y1002787



+ 2 adaptadores de turbina a escolher

1.839€*
3.735€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA INSTRUMENTAL ROTATÓRIO

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexão Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza - Desinfecção - Lubrificação
- Certificado ISO 15883 e 15883-5



PARA UMA MANUTENÇÃO PERFEITA

Sistema Automático de Limpeza
iCare+ C2 REF. S102



+ Solução de limpeza com detergente
n.clean REF. ACL600



+ Solução bactericida, fungicida e virucida
n.cid REF. ACD600



+ Óleo de manutenção REF. Z016117



+ 2 adaptadores de turbina a escolher

5.999€*
9.875€*



Limpeza
n.clean
REF. ACL600
• 6x500 ml
162€*
214€*

Desinfecção
n.cid
REF. ACD600
• 6x500 ml
162€*
228€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULAÇÃO ESPECIAL PARA PEÇAS DE MÃO DE ALTA E BAIXA VELOCIDADE E MOTORES PNEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para turbinas, contra-ângulos, peças de mão e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária do **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão. Lubrifique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave



Pana Spray Plus
REF. Z182100
• 500 ml

23,39€*

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASSE B COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo Calor Adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos. Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros. Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço.

2 anos de garantia

iClave plus
REF. Y1003077

- Autoclave de classe B (conforme a norma EN 13060)

3.499€*
8.448€*



24
LITROS ÚTIL



Ergonómico: o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças



Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

Purity

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

Purity
REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

1.149€*
1.907€*



Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

Newseal Plus

TERMO-SELADORA

Newseal Plus
REF. Z1279001

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil - Suporte para rolos

579€*
959€*



Surgic Pro2

O NOVO MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra ângulo 20:1 **X-SG20L**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

Surgic Pro2

REF. Y1004196

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra ângulo 20:1 **SG20**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm



Faça scan ao código QR para mais informação

OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença. O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável. Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporciona maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.



Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.



Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.



Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg 4, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

BEST PROMO

Surgic Pro2 LED + X-SG20L** 3.999€* 8.619€*

Surgic Pro2 + SG20** 2.999€* 6.417€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo



iSD900

CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

iSD900

REF. Y1001358

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min⁻¹

1.299€* 2.145€*



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

Osseo 100

REF. Y1004175

1.729€* 3.245€*

Osseo 100+

REF. Y1004176

1.829€* 3.707€*



MulTipeg™

REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ



37€* 69€*



* Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.



Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm

Compacto e leve, o micromotor para implantologia garante simultaneamente uma grande potência (80 Ncm) e máxima precisão, devido ao avançado sistema de calibração de torque.

POTENTE · SEGURO · PRECISO



Surgic Pro
REF. Y1003587

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro LED

REF. Y1003586

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro LED

OPÇÃO 1

Unidade de controlo
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



3.999€*

9.913€*

* 1 contra ângulo de série
+ 2 contra ângulos do mesmo modelo

OPÇÃO 2

Unidade de controlo
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93L REF. C1004



+ Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)
X-SG65L REF. H1009



3.999€*

9.628€*

* 1 contra ângulo de série
+ 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Surgic Pro

OPÇÃO 1

Unidade de controlo
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



2.999€*

7.315€*

* 1 contra ângulo de série
+ 2 contra ângulos do mesmo modelo

OPÇÃO 2

Unidade de controlo
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93 REF. C1007



+ Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)
X-SG65 REF. H1038



2.999€*

7.146€*

* 1 contra ângulo de série
+ 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Segurança, tecnologia e conectividade.

Toda a Cirurgia ao seu dispor, com NSK

A NSK acompanha-o durante todo o percurso de qualquer tratamento e cirurgia de implantologia através da nossa gama completa de produtos cirúrgicos. Na NSK incorporamos tecnologias de alto desempenho em todos os nossos produtos, potenciando as sinergias de trabalho entre os dispositivos, dando a possibilidade de conectá-los entre si, permitindo trabalhar de forma integrada, garantindo conforto e excelentes resultados para o profissional e paciente.



1 CIRURGIA ÓSSEA Novo VarioSurg 4

Sistema ultrassónico de cirurgia óssea.



2 IMPLANTOLOGIA Surgic Pro2

Motor de implantes



3 OSTEointegração Osseo 100+

Dispositivo de monitorização da osteointegração



4 PROSTODONTIA iSD900

Chave Protética sem Fios



5 TRATAMENTOS PERIODONTAIS Varios Combi Pro

Dispositivo para Tratamentos Periodontais




Novo VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA



VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.969€*
9.775€*



COM DUPLA LUZ
LED

Inclui:

- Unidade de controlo
- Peça de mão LED com cabo de 2m
- Pedal de controlo FC-86
- Cassete de esterilização
- Suporte para peça de mão
- Tubo de irrigação (3 uds.) e outros acessórios
- Kit Básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte de pontas)

Características:

- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst seleccionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática
- Função de conexão variável

Aplicações:

- Cirurgia Oral
- Cirurgia óssea
- Raspagem
- Elevação do seio maxilar
- Extração
- Membrana Sinusal
- Preparação para implantes
- Perio
- Raspagem
- Alisamento radicular
- Manutenção
- Endodontia Retrógrada

Pack Pontas VarioSurg



Pode descarregar em PDF o Catálogo de Pontas:



OFERTA

2 + 1

Pode escolher 3 pontas VarioSurg de qualquer modelo. Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata.
[Oferta não aplicável a kits de pontas]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOIS DISPOSITIVOS. UMA SOLUÇÃO. POTÊNCIAL ILIMITADO.



O desenvolvimento do sistema de cirurgia óssea por ultrassons VarioSurg continua com a introdução do VarioSurg 4. Com tecnologia ultrassônica pioneira de alta potência e uma ampla gama de pontas para diversos procedimentos, o VarioSurg 4 permite uma extração e conformação ósseas rápidas e complexas.

Minimiza o dano aos tecidos moles circundantes e reduz a invasividade em comparação com serras ósseas convencionais. Com novas vantagens, como a integração do pedal sem fio, compatibilidade com o Surgic Pro2 e um design refinado e elegante, o VarioSurg 4 está preparado para superar as expectativas dos clínicos e criar um ambiente sem stress.

OFERTA 1

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712

+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001

+ Carrinho de Suporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090

9.519€*
19.170€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

OFERTA 2

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712

+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001

+ Suporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001

8.819€*
17.749€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

Peças de Mão



Sem Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

459€*
645€*

Com Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

929€*
1.309€*



Sem Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

559€*
781€*



Com Luz

X450L
REF. P1078

• Disponível em todas as conexões
Somente para brocas com 25mm de comprimento

819€*
1.152€*



Sem Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

949€*
1.324€*



Sem Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

• Ângulo de 20°
799€*
1.124€*



Sem Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

• Ângulo de 20°
1.029€*
1.438€*

Peças de Mão

MICRO SERRAS



Reciprocidade 1,8 mm

Sem Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.249€*
1.760€*



3° Sagital

Sem Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.569€*
2.196€*



17° Oscilação

Sem Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.689€*
2.369€*

Tubos de Irrigação

Tubos de Irrigação
REF. Y900113

• Conjunto de 5 tubos

46,29€*
93€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg 4.

SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sem Luz 20:1

SGX-E20R
REF. HA1200

• Velocidade máx.: 2,000 min-1
• Torque máx.: 50 Ncm
• Bloqueio de Mandril por Anel
• Peça Angulada
• Irrigação Externa
• Para Osteotomia/ inserção de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

1.369€*
1.917€*

SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

Contra Ângulos

REDUÇÃO 20:1



Com Luz 20:1

X-SG20L
REF. C1003

1.139€*
1.601€*



Sem Luz 20:1

SG20
REF. C1010

789€*
1.100€*

DESMONTÁVEL

Com Luz 20:1

X-DSG20L
REF. C1068

• Desmontável
1.229€*
1.721€*



Sem Luz 20:1

X-DSG20
REF. C1067

• Desmontável
999€*
1.399€*



Sem Luz 20:1

SGMS-ER20i
REF. Y110147

• Indicador de profundidade
699€*
984€*

Contra Ângulos

ALTA VELOCIDADE

Com Luz 1:3

X-SG93L
REF. C1004

• Triplo spray
1.149€*
1.608€*



Sem Luz 1:3

X-SG93
REF. C1007

• Triplo spray
899€*
1.250€*

Com Luz 1:3

Z-SG45L
REF. C1107

• Triplo spray
1.119€*
1.566€*



Sem Luz 1:3

Z-SG45
REF. C1108

• Triplo spray
959€*
1.340€*

Plano Renove NSK

Atualize agora, tão fácil quanto 1, 2, 3!

Na NSK Dental, estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para que possa aproveitar produtos modernos, eficientes e sustentáveis. Por isso, apresentamos o nosso Plano Renove, um programa desenvolvido para facilitar a renovação dos seus equipamentos ou dispositivos de forma econômica e responsável.

Com o Plano Renove, poderá entregar o seu equipamento antigo e aproveitar um preço especial na compra de um novo. Este programa não só permite o acesso à mais recente tecnologia, design e funcionalidade, mas também contribui para a proteção do meio ambiente, pois trataremos adequadamente o reprocessamento ou reciclagem dos produtos que nos entrega.

Com o nosso Plano Renove, renovar nunca foi tão fácil, acessível e benéfico para si e para o planeta. Descubra como é fácil fazer esta mudança com a NSK!

Como aproveitar a oferta?

- 1 Entre em contato com o seu distribuidor de confiança para solicitar a oferta.
- 2 Envie o seu equipamento antigo para a NSK Dental Spain juntamente com um formulário específico.
- 3 Aproveite o nosso desconto exclusivo.

Precisão ilimitada

Velocidade e torque extremamente precisos para garantir a máxima segurança durante a operação.



Plano Renove NSK

PLANO RENOVE Surgic Pro:

Surgic Pro SEM LUZ

REF. Y1003587

- O conjunto completo inclui:
- Unidade de controlo
 - Micromotor **SG70M** sem luz
 - Pedal de controlo **FC-78**
 - Contra-ângulo **SG20** (Redução 20:1)
 - Tubo de irrigação (5 peças) e outros acessórios

2.119€*
5.115€*



INCLUI CONTRA-ÂNGULO SG20

PLANO RENOVE X-SG20L/SG20:



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner e Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

759€*
1.601€*



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Corpo de aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

559€*
1.100€*

PLANO RENOVE Peças de Mão Série Varios

Série Varios 170, 370, 570, 970 e Varios Combi Pro

A série Varios incorpora as mais recentes inovações em tecnologia piezoelétrica. O motor iPiezo da NSK garante uma saída estável ao ajustar-se automaticamente à frequência ideal de acordo com a carga da ponta.

As peças de mão da série Varios melhoram significativamente o acesso à cavidade oral, permitindo que o operador trabalhe com maior eficiência.

VA2-LUX-HP

REF. E351050

579€*
1.085€*



VA2-HP

REF. E350050

369€*
619€*



Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

2 SISTEMAS EM 1

O dispositivo contém:

- Unidade de controlo
- **Prophy-System** inclui peça de mão com ponta de 60° para profilaxia supra gengival
- Pó **FLASHpearl** (5 saquetas de 15 g)
- Ultrassons inclui peça de ultrassons **Varios2 LUX** com luz LED
- Três pontas: **G4, G8, G16**
- **Pedal de controlo multifuncional** para regular pressão de água e pó

iPiezo engine®
Motor Ultrassónico de Última Geração Exclusivo de NSK



Faça um scan ao código QR para mais informação



Dispositivo para Tratamento Periodontal
Varios Combi Pro REF. Y1002843

+ Tratamento Periodontal Subgengival
Kit Perio REF. Y1003042

+ **Varios2 Lux** REF. E351050

+ Kit de Pontas
Perio-Control REF. Y1002606

Carrinho de suporte
iCart Prophy REF. S9095

5.999€*
11.270€*

Kit Perio

TRATAMENTO PERIODONTAL SUBGENGIVAL

REF. Y1003042

O Kit contém:

- Peça de mão para profilaxia/tratamento periodontal e pós implantar
- Depósito de pó e mangueira
- Pontas Perio-Mate para bolsas periodontais profundas (40 pontas esterilizadas e embolsadas)
- Pó de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)
- Incluído na oferta do Varios Combi Pro



2ª Peça de Mão



Varios2 Lux

ESCARIFICADOR ULTRASSÓNICO MULTIFUNCIONAL

REF. E351050

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potência para tratamento sem dor
- Extenso leque de pontas para ampla gama de utilizações
- Opção de depósito de água ou água de rede
- Incluído na oferta do Varios Combi Pro



POLIDOR POR AR

Pontas Perio Control



KIT: PERIO-CONTROL

REF. Y1002606

Inclui:

- Suporte de Pontas-V: V10
- Chave Tipo-E para troca de Pontas
- Inclui 5 Pontas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12

* Incluído na oferta do Varios Combi Pro



ULTRASSONS



Higiene Oral

iProphy

PEÇA DE MÃO DE POLIMENTO SEM FIOS

VOLTE A TER O CONTROLO NAS SUAS MÃOS

Sem pedal de controlo, o **iProphy** sem fios dá-lhe mais liberdade e estabilidade para executar polimentos com maior conforto. Leve a sua prática clínica para outro nível, melhorando o seu desempenho graças ao iProphy

iProphy
REF. Y1500015

769€*
1.651€*



Contra Ângulos

REDUÇÃO 4:1



Sem Luz 4:1

FX57m
REF. C1054

- Corpo de Aço Inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas de enroscar

289€*
394€*



Sem Luz 4:1

X55
REF. C618

- Corpo em Titânio Maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de Água Simples

599€*
846€*

Escarificadores

- Escarificador Pneumático
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

Com Luz

S970L
REF. T1005

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

809€*
1.523€*



Sem Luz

S970
REF. T1020

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

669€*
1.249€*



Com Luz

S970KL
REF. T1013

- Conexão Direta para Acoplamentos KaVo®
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

889€*
1.664€*



Sem Luz

AS2000 M4
REF. T698

- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz

299€*
641€*

Higiene Oral

Varios 970

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G - Geral
 - E - Endo
 - P - Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Com Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.729€*
3.248€*

Sem Luz

VA970
REF. Y1004160

1.489€*
2.803€*



iPiezo engine®

Varios 370

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G - Geral
 - E - Endo
 - P - Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Sem Luz

VA370
REF. Y1001340

769€*
1.441€*



iPiezo engine®

UNIDADE PORTÁTIL
ULTRA COMPACTA

Pontas Varios



Podem descarregar em PDF o Catálogo de Pontas:

OFERTA 1 + 1

Na compra de qualquer ponta **Varios** receberá outra do mesmo modelo



Higiene Oral

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Acoplamento simples e rápido
- Desenho leve e flexível



ROTAÇÃO FÁCIL E FLUÍDA DE 360°

Sistema de branqueamento dentário
Prophy-Mate neo

+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Larga REF. T797010

+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698

999€*
2.001€*

TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60° e 80° facilmente substituíveis



Com as boquilhas paralelas originais da NSK garante-se um desempenho superior

Novo SOFT pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO SUPRA GENGIVAL



O novo pó para limpezas, SOFT pearl está recomendado para todo o tipo de manchas e descolorações; com especial eficácia em manchas leves a moderadas.

SOFT pearl
REF. Y1500721

- Solubilidade ideal e retardada em água
- Tamanho das partículas: 65 micras
- Aplicação Supra gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 4 frascos de 250g

106€*
165€*

FLASH pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO SUPRA GENGIVAL



Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl, para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.

FLASH pearl
REF. Y900698

- Tamanho partículas: 54 micras
- Aplicação: Supra gengival
- Material: Carbonato de cálcio
- Livre de flúor
- 4 frascos de 300g

83€*
130€*

Higiene Oral

Perio-Mate

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
- A peça de mão gira 360°



FÁCIL ROTAÇÃO DE 360°

Para eliminar o biofilme
Perio-Mate

+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Perio-Mate REF. T1043010


+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938

999€*
2.225€*


TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Ponta inovadora



Livre rotação de 360°



Ajuste do volume de fluxo do pó

Perio-Mate Powder

PÓ PARA TRATAMENTOS SUBGENGIVAS



Pó de limpeza, Perio-Mate Powder. Para uso sub e supragengival para um resultado de trabalho bom e favorável

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

- Tamanho partículas: 25 micras
- Aplicação: Supra gengival e Subgengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 2 frascos de 160g

66€*
93€*

Kit Endodontia

Localizador de Ápice
iPex II REF. Y1002208

+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

+ Conexão
MPAS-F20R REF. Y110046

1.859€*
3.887€*



Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controle de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

969€*
2.010€*



Com Luz 10:1

X35L
REF. C620

- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima: 4.000 min⁻¹

969€*
1.353€*

Sem Luz 10:1

X35
REF. C624

- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima 4.000 min⁻¹

649€*
915€*



Sem Luz 20:1

MPAS-F20R
REF. Y110046

- Conexão para motores Endo-Mate + iPexII
- Para haste curta

409€*
572€*

Sem Luz 128:1

EX-ENDO 128
REF. C592

- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça excepcionalmente pequena

549€*
761€*

Sem Luz 128:1

Ti-ENDO
REF. C589

- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Com regulador de torque 4 níveis: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabeça excepcionalmente pequena

839€*
1.180€*

iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

659€*
1.305€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controle de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

1.019€*
1.855€*



ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder no mundo dos micromotores de laboratório superou-se uma vez mais. A gama Ultimate evoluiu para conseguir ainda mais suavidade de movimento e maior potência. Devido ao sistema de controlo vectorial de 180° garante um trabalho mais eficiente e sem tensão. A forma da peça de mão desenhada com grande cuidado e tendo sempre em consideração os critérios de ergonomia e funcionalidade. O resultado é uma peça de mão que reduz consideravelmente o cansaço e que facilita o trabalho inclusive com as peças mais delicadas e para longas horas de trabalho. A nova geração Ultimate XL coloca à sua disposição uma nova performance.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.509€*

2.526€*



ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.309€*

2.526€*

VOLVERE i7

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE i7 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE i7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (excluindo o cabo)

899€*

1.822€*



PRESTO II

TURBINA PNEUMÁTICA SEM LUBRIFICAÇÃO

Sem Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

659€*

1.229€*



PRESTO AQUA II

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Sem Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.309€*

2.456€*



PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Com Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.709€*

3.212€*



Equipamento Dentário Móvel

O serviço faz a diferença

Dentalone

GABINETE PORTÁTIL

Com Luz

Dentalone
REF. S9070

Equipado com:

- Seringa com três funções e luz LED
- Micromotor elétrico com luz LED
- Destartarizador Varios 170 com luz LED
- Painel MultiPad
- Cânula de aspiração
- Compressor
- Depósito incorporado de água residual

11.199€*
17.496€*



VIVA ace

GABINETE DENTÁRIO COMPACTO

Com Luz

VIVA ace
REF. Y1003773

- Dimensões: C 462 x L 298 x A 284 mm
- Peso da unidade: 8,6 kg

Conteúdo:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de destartarizador VIVA ace

8.799€*
16.045€*



VIVA MATE G5

LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

Com Luz

VIVAMATE G5
REF. Y1002801

- Bateria até 2 horas de autonomia
- Velocidade: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€*
2.298€*



Serviço Técnico Oficial NSK Dental Spain

Quais são as vantagens do Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

As Turbinas e Contra Ângulos NSK vão para além de serem meros instrumentos de trabalho eficientes e fiáveis; representam uma síntese avançada de tecnologia e inovação. Cada médico dentista tem esta noção e utiliza-os como uma extensão natural das suas próprias mãos e competências. Por esta razão, tratamos cada operação de manutenção com o máximo cuidado. Mas o que significa especificamente optar pelo Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?



VELOCIDADE

Nas horas seguintes à confirmação do orçamento, o instrumento é reparado, lubrificado e esterilizado em 24/48 horas.



PROFISSIONALISMO

Confie as suas ferramentas a uma equipa experiente e qualificada que conhece todos os produtos NSK a fundo e sabe como garantir que funcionem como novos.



FIABILIDADE

Podem ter a certeza de que apenas peças de substituição originais serão utilizadas. Os instrumentos NSK possuem uma mecânica irrepreensível graças ao exaustivo trabalho de I&D. Desconfie das imitações e dos produtos de baixa qualidade!



SEGURANÇA

Original significa seguro em todos os aspetos: a utilização de peças não originais implica a perda da certificação do dispositivo médico e anula a garantia. Optar pelo serviço pós-venda NSK é um gesto de cuidado para com os pacientes e uma vantagem para os médicos dentistas que o escolhem.





Digitalize o código QR para obter mais informações

Tel: +34 91 626 61 28 E-mail: sat@nsk-spain.es

REDE COMERCIAL DA NSK DENTAL SPAIN

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS
DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

Miguel Ángel Toribio

Responsable de Implantología

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia y León

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria y Asturias

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca y Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete y Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid

✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería,
Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas
Canarias

✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y
Extremadura

✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50


João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENHA-SE INFORMADO, FIQUE CONECTADO.

ENCONTRE-NOS EM:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es